

In-Ovation-C – erstes selbstligierendes Keramikbracket

Selten hat ein Produkt vom ersten Tag an solche Begeisterungstürme ausgelöst wie die erfolgreiche Weiterentwicklung unseres bewährten und überzeugenden In-Ovation-R Systems. „Echtes“ Twin-Design, Tork-in-Base und rhomboide, anatomisch perfekte Basen werden ergänzt durch ideale Lichtdurchlässigkeit der Keramik für exzellente Ästhetik. Eine 100%ige mechanische Klebebasis und die okklusalen und gingivalen Unterschnitte garantieren zuverlässiges Kleben

und Entfernen. Abgerundete Häkchen für mehr Komfort, Setzhilfen, sowie Farbmarkierungen erleichtern das Handling und die Identifizierung.

Der interaktive Clip aus CoCr wirkt bei den runden Anfangsbögen „passiv“, mit ansteigender Drahtdimension wird der Bogen mehr und mehr sanft „aktiv“ in den Slot gedrückt um eine optimale Tork- und Rotationskontrolle der Behandlung zu erzielen.

Mit In-Ovation-C setzt GAC einen weiteren Meilenstein in Innovation, Technik und Service! Neben diesem erstklassigen Produkt bietet GAC auch diverse Fortbildungen und Kurse zu umfassenden Themen. Überzeugen Sie sich selbst!



GAC Deutschland - 82166 Gräfelfing - Tel: 089 - 85 39 51 - www.gac-deutschland.org

Software-Schwerpunkt: Praxisprozesse

Auf der EOS/DGKFO konnte sich Computer konkret im neuen Standlayout erfolgreich präsentieren: es



herrschte großer Andrang am Stand des Marktführers in Sachen KFO-Software. Die neue Materialwirtschaftslösung **mawi.net** stand im Mittelpunkt des Besucherinteresses.

„Einfach, sicher und schnell“ kann direkt während der Leistungserfassung der Verbrauch an Material und Produktchargen registriert werden. Ein weiteres Feature im Hinblick auf die optimale Abbildung der Praxisprozesse

ist ein flexibles Interface, das den direkten Zugriff aus der Managementsoftware **kfo-win** auf Dokumente des QM-Systems erlaubt.

Übrigens: Computer konkret hat inzwischen auch die Integration der QM-Dokumente des PUQ-BDK realisiert!



Computer konkret AG - dental software - 08223 Falkenstein - www.dental-software.org

Ledermix® Fluorid Gel: Schmeckt und wirkt!

Kfo-Patienten sind besonders karies- und erosionsgefährdet, so viel ist klar. Also sind besondere Präventionsmaßnahmen obligat. Fluorid in leicht applizierbarer und hochwirksamer Form ist heute das Mittel der Wahl, um Schäden abzuwenden.

Mit Ledermix® Fluorid Gel (20 g Gel) steht ein solches Präparat zur Verfügung: die Kombination von

rasch wirkendem Natriumfluorid und lang in der Mundhöhle retiniertem Aminfluorid bietet einen wirksamen Schutz gegen Demineralisation über längere Zeiträume.

Eine zweimalige tägliche Anwendung genügt, um (zusammen mit der notwendigen Zahnreinigung) einen sicheren Schutz vor Demineralisation mit den Folgen Erosion und Karies zu gewährleisten.

Aber Ledermix® Fluorid Gel kann mehr als „nur“ wirken – es schmeckt auch noch! Gerade bei jugendlichen Patienten ist dieser Faktor von großer Wichtigkeit, fördert es doch die Mitarbeit enorm.



RIEMSER Arzneimittel AG - Tel.: 038351 / 76-0 - Email: dental@RIEMSER.de - www.ledermix.de